



## ENTRENADOR DE SONDA PLEURAL PORTÁTIL

---

SKU: MFS930

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utiliza tejido blando de "SynAtomy" con características mecánicas que permiten que lo lleve un maniquí o un actor real. Los elementos estructurales de este artículo incorporan un blindaje de calidad balística para evitar lesiones.

El modelo está fabricado con tejidos humanos sintéticos de gran realismo que imitan las propiedades mecánicas, térmicas y fisicoquímicas de los tejidos vivos.

Habilidades relevantes: Esterilización de la región, aplicación de anestesia local, palpación de costillas, incisión dérmica, corte subcutáneo, punción del músculo intercostal, colocación del tubo torácico, fijación del tubo torácico mediante técnicas de sutura y manejo del tubo torácico.

Componentes incluidos: Plataforma blindada vestible; Costillas reutilizables y placa de tejido reemplazable.

Compatibilidad de equipos: Bisturíes, hemostáticos, tubos torácicos (catéteres torácicos), kits de sutura, antisépticos y anestésicos.

<https://www.youtube.com/watch?v=rLA1scnOcWQ>