



ENTRENADOR DE TACTO RECTAL - EXAMINACIÓN DE PRÓSTATA

SKU: MFS301

Categorías: [Examen de Próstata - Rectal](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se emplea en la simulación médica y en la formación clínica para demostrar y practicar los tactos rectales. El entrenador incluye 4 próstatas diferentes para practicar los métodos profesionales de palpación (posición lateral o inclinado hacia delante) y las competencias diagnósticas vinculadas al tacto rectal.

Se incluyen las siguientes fases:

- Normal.
- Carcinoma prostático avanzado.
- Carcinoma prostático en etapa temprana.
- Hiperplasia prostática benigna (HPB).

El entrenador también incluye las imágenes correspondientes de las ecografías prostáticas endorrectales de cada fase.