



ENTRENADOR DE TRAQUEOTOMÍA

SKU: MFS704

Categorías: [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador práctico para varios métodos de traqueotomía permite el entrenamiento de la traqueotomía convencional, percutánea y la punción, incisión en el ligamento cricotiroides, con respecto a la traqueotomía convencional, se pueden realizar diferentes tipos de incisión, incluida la incisión longitudinal, transversal, crucial, en forma de U y en forma de U invertida

Simula a un paciente en posición supina con el cuello extendido, permite al usuario determinar el sitio de incisión adecuado mientras identifica las ubicaciones arteriales y observar las condiciones intratraqueales desde la cabeza.

Habilidades:

- Traqueotomía convencional.
- Traqueotomía percutánea.
- Punción / incisión del ligamento cricotiroides.

Características:

- Es posible realizar más de una incisión:
Puede reutilizar la tráquea dándole la vuelta o al revés, y la piel deslizándola hacia un lado o dándole la vuelta.
- Identificación de localizaciones arteriales:
Puede determinar el sitio de incisión adecuado mientras identifica las ubicaciones arteriales.
- Observación de condiciones intratraqueales:
Puede observar condiciones intratraqueales.

Contiene:

- 3 Piezas de tráquea; 3 Hojas de piel.; 1 Aceite lubricante (aceite de silicona); 1 Talco para bebés; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=P2mu6n9BgjU>