



## ENTRENADOR DE VENOPUNCIÓN

---


**SKU:** MFS815

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis](#), [Habilidades Clínicas](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS816	2 Venas
	MFS817	4 Venas

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para el entrenamiento de acceso vascular, posee venas azules apenas perceptibles de tamaños diferentes dentro del material patentado □Dermalike IITM□.

Versiones:

- Con 2 Venas: Incluye dos venas azules apenas perceptibles de diferentes tamaños.
- Con 4 Venas: Incluye cuatro venas azules apenas perceptibles en tres tamaños diferentes, con una cuarta vena colocada más profundamente.

Características:

- El modelo viene con una cubierta a presión para proteger la almohadilla de tejido cuando se almacena.
- Libre de látex; Pequeño y liviano.
- Las venas son palpables a través de la superficie del material similar al tejido blando.
- Permite aprender la técnica y ganar confianza inicial al acceder a las venas más grandes.
- Al acceder, la piel se enrolla cuando se palpa la vena y se siente un "estallido" cuando la aguja entra en la vena.