



## ENTRENADOR DE VENOPUNCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA "VENOSO BLEU"

---

**SKU:** MFS259

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador de venopunción, la vena del modelo incluye un revestimiento "VesSeal" para garantizar más pinchazos con menos fugas. Este entrenador proporciona un flashback de sangre realista. Puede utilizarse tanto en un paciente estandarizado como en un maniquí y puede colocarse en diferentes partes del brazo y de la mano para simular varios puntos de entrada. El respaldo duro se utiliza para proteger contra la punción indeseada de la aguja.

<https://www.youtube.com/watch?v=6edLG40dZfQ>