



## ENTRENADOR DE VIENTRE PARA INYECCIÓN DIABÉTICA

---

**SKU:** MF1388

**Categorías:** [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Educación sobre la Diabetes](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta réplica de estómago es una herramienta para enseñar a los pacientes a insertar y girar correctamente el equipo de infusión para bombas de insulina, evitando la zona de 5 cm. (5 cm) alrededor del ombligo, así como a poner autoinyecciones de muchos tipos, incluidas las de tipo bolígrafo.

Aspectos generales:

- El entrenador tiene una piel muy realista con lo que parece un tejido estomacal real.
- Tiene un respaldo de plástico suave para evitar que las agujas lo atraviesen y agujeros para permitir que el material respire y se seque, en caso de que decida inyectar líquidos.
- Se puede inyectar agua destilada, pero cuanto más líquido se inyecte en el simulador, mayor será el tiempo de evaporación.
- No se debe utilizar insulina real u otros medicamentos, ya que pueden deteriorar el material.
- El vientre de inyección se considera desechable, sin embargo, con el cuidado y el tratamiento adecuados servirá para su propósito durante un largo período de tiempo.

Utilizar las agujas más pequeñas posibles al simular las inyecciones y rotar los puntos de inserción ayudará a prolongar la vida del entrenador. Este fabricado con un sistema de gestión de calidad certificado conforme a la norma ISO 9001.