



ENTRENADOR DIGITAL DE PRESIÓN CRICOIDEA

SKU: MFS411

Categorías: [Manejo de Vía Aérea - Intubación,](#)
[RCP - DEA - Emergencias,](#) [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo ha sido desarrollado para facilitar la formación en la aplicación de la cantidad correcta de presión cricoidea (o maniobra de Sellick) que se utiliza de forma rutinaria durante la anestesia y ventilación de emergencia y obstétrica.

El Entrenador de Presión Cricoidea pretende mejorar significativamente la formación utilizando las estructuras anatómicas realistas del dispositivo y la información electrónica instantánea.

Habilidades:

- Palpación de la anatomía de la garganta e identificación correcta de los puntos de referencia.
- Aplicación de la presión cricoidea correcta.
- Mantenimiento de la cantidad correcta de presión cricoidea.
- Reconocimiento de la escasa o excesiva presión cricoidea aplicada y sus implicaciones en el bienestar del paciente.

Características:

- Fácil de configurar y utilizar.
- La anatomía interna ofrece una sensación realista durante la palpación de los anillos traqueales, el cartílago cricoides, el ligamento cricoides y el cartílago tiroideos.
- También se incluye una cubierta de piel translúcida para ayudar a la comprensión visual de la anatomía, mientras que se puede utilizar una cubierta de piel de tono carne a medida que se adquiere competencia y en la simulación basada en escenarios.
- Una pantalla digital a todo color ofrece una visualización instantánea del grado de presión cricoidea que se está aplicando y si ésta es correcta o demasiado o demasiado poco.
- Puede pasar al modo de temporizador/retroalimentación, que registra el tiempo durante el cual se ha mantenido la presión correcta sobre el cricoides y presenta un gráfico fácil de entender al final del procedimiento, permitiendo informe y debate inmediatos.
- La pantalla digital puede ajustarse en Newtons o Kilogramos.
- El modo de examen oculta la visualización de la presión aplicada en ese momento, lo que ayuda a los alumnos a dominar la aplicación de la presión correcta utilizando la memoria muscular.

Incluye:

- Base de entrenamiento de presión cricoidea y anatomía de la garganta.
- Revestimiento de piel de tono carne.
- Cubierta de piel translúcida.
- Adaptadores de red de baja tensión con fijaciones de enchufes de todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=mY6diaVPBxo&feature=emb_title