



## ENTRENADOR INTRAÓSEO BÁSICO (IO)

SKU: MFS828

Categorías: [Infusión Intraosea - Acceso Femoral](#)  
[- Acceso Humeral, RCP - DEA - Emergencias,](#)  
[Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado que brinda una opción simple para aprender y practicar inserciones IO, este tiene una piel suave con un grosor de 7 mm, un hueso cortical con un grosor de 2,5 mm y una médula con un grosor de 23 mm.

La sensación de los materiales de la piel y los huesos permite un gran realismo hasta la "caída" en la resistencia que se siente al avanzar más allá del hueso cortical, con un uso adecuado, se pueden practicar más de 100 accesos.