




ENTRENADORES DE PRACTICA DE SUTURA - SET COMPLETO

SKU: MFS572

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Varios tipos de piel para mejorar las básicas de técnicas de sutura.

Características:

1. La piel artificial se puede cortar fácilmente en cualquier sitio para preparar una herida personalizada.
2. Las pieles suaves son hechas de materiales durables.
3. Los sujetadores simples y durables mantienen las pieles suaves curvadas y mantiene la tensión en los modelos tubulares.
4. Todos los instrumentos para la sesión de práctica están incluidos en el juego.

Habilidades:

- 4 técnicas para sutura: sutura de la piel abdominal, sutura de vaso sanguíneo, sutura intestinal, sutura de piel de extremidades.

Materiales:

- Resina blanda.
- Libre de latex.