



ENVOLTURA DE HERIDAS

SKU: MFS211

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muestra una herida grande con hemorragia grave para el entrenamiento de la compresión de heridas. Con línea para función de sangrado. El moulage se adhiere a la piel o a un maniquí. Para un entrenamiento más prolongado o una mejor adherencia, hay disponible un pegamento opcional (consultar por costo adicional). El producto se suministra con bandeja, bolsa de sangre y sangre artificial.