



FANTOMA DE ULTRASONIDO FUNDAMENTAL

SKU: MFS647

Categorías: [Imagenología](#), [Simuladores Médicos](#), [Ultrasonido](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo ayuda a los ecografistas con los entrenamientos básicos.

Características:

Fantoma para manipulación básica del transductor de ultrasonido. Reconocimiento de forma, ecogenicidad, distancia y práctica de tareas de transductor horizontales, que son todo lo que se puede aprender con este fantoma oval.

Técnicas:

- Interpretación de la forma de los objetos tridimensionales con las imágenes transversales 2D.
- 10 Objetos están incrustados.
- Ajustar la compensación de la ganancia variable con el tiempo.
- Medir las dimensiones y distancia.
- Manejo de transductor para obtener la imagen transversal 2D precisa.
- Superficies plana y esférica proveen una variación de dificultades.