



KIT DE CORDON UMBILICAL

SKU: MFS544

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se puede unir al simulador de modelo Fetal y al modelo de placenta para practicar la secuencia completa de pasos desde el parto del feto hasta atar y cortar el cordón umbilical y extraer la placenta.

Características:

- Se puede usar un solo cordón umbilical varias veces para practicar el atado y el corte.
- El cordón umbilical tiene una textura resistente al desgarro que se desliza lejos de las tijeras cuando se corta. (No hay arterias ni venas en el cordón umbilical).
- El nuevo material utilizado es suave y resistente al desgarro, y permite a los alumnos practicar cómo atar un cordón umbilical con una pinza de cordón umbilical.

Incluye:

- (1) Cordón umbilical (aprox. 12 cm).
- (1) Conector de cordón umbilical (aprox. 4 cm).

Repuestos opcionales a incluir (consultar a proveedor por costo adicional):

- Reemplazo del cordón umbilical LM-101E (10 piezas).