



KIT PARA INYECCIÓN DE DIABÉTICOS

SKU: MF1385

Categorías: [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Educación sobre la Diabetes](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo fabricado con material "Biolike" realista, permite enseñar y facilitar la práctica de la técnica en una piel y un dedo de inyección simulados.

Características:

- El modelo de piel se puede sujetar al brazo o la pierna del usuario para simular un sitio de inyección de aguja.
- El modelo de pinchazo en el dedo se puede sujetar para practicar con lancetas. Ambos pueden perforarse repetidamente.
- Viene con estuche de transporte.