



MANIQUÍ DE CUIDADOS DE BAÑO "KIYOKO"

SKU: MFS661

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí de cuerpo completo diseñado para prácticas de baño de pacientes, este tolera el uso esponjas y detergentes y cuando el modelo se sumerge en agua, esta fluye espontáneamente hacia él para evitar que flote, lo que permite una práctica suave del baño y se drena cuando se saca del agua.

Varias articulaciones se mueven naturalmente como las del cuerpo humano y pueden simular el manejo como un paciente real.

Características:

- La cabeza se puede girar lateralmente a 30° en ambas direcciones, así como hacia arriba y hacia abajo para que el modelo pueda adoptar casi las mismas posturas que el cuerpo humano.
- La parte baja de la espalda se dobla suavemente hacia delante y hacia atrás, lo que permite que el modelo se puede sentar en una silla de ruedas para realizar una simulación con una sensación similar a la de un paciente real.
- Varias articulaciones, incluidos los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, las rodillas y los tobillos, se mueven de forma natural como las del cuerpo humano y permiten una ejecución fluida de la práctica de cambiarse de ropa y de cama.
- Dado que las extremidades inferiores se pueden mover libremente hacia atrás y hacia adelante o en abducción, las piernas se pueden separar lo suficiente para la práctica de la asistencia en la excreción.
- Movimientos suaves del cuerpo.