



MANIQUÍ DE PERRO "CEEPER" K-9 PARA PRACTICAS DE RESCATE

SKU: MFV63

Categorías: [Atención Primaria](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Rescate](#), [Simuladores Caninos](#), [Vendaje](#), [Veterinaria](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para enseñar habilidades primeros auxilios y habilidades básicas de RCP. Tiene pulmones que funcionan con capacidades de boca a hocico.

Las compresiones, entablillado y vendaje son las otras características que se pueden realizar en el modelo. Las piezas son desechables, mientras que la piel se puede quitar por completo para su limpieza.

El producto viene con un estuche de transporte con almohadilla para arrodillarse y cinco pulmones desechables.

La función de pulso femoral viene incluida.