



MANIQUÍ DE PERRO PARA PRÁCTICAS DE PARTO

SKU: MFV83

Categorías: [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [Gestación y Parto](#), [Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este maniquí es realista en tamaño y peso. Cada maniquí tiene pulmones funcionales diseñados para ayudar en la práctica de la reanimación boca a hocico. También incluye una vía aérea abierta a través del hocico para eliminar la mucosa y un cordón umbilical realista con sangre simulada.

El kit incluye:

- 1 Maniquí de parto.
- 2 Toallas de mano.
- 4 Cordones umbilicales (con sangre simulada)
- 1 Jeringa de bulbo.
- Hilo dental sin encerar.
- 1 Jeringa (con líquido mucoso simulado).
- Tarjeta de garantía y número de serie.