





MANIQUÍ DE PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA "TOMOKO"

SKU: MFS663

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [Cuidado de Estomas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Especialidades Médicas](#), [Higiene Bucal](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Sistema Digestivo](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí diseñado para la práctica de procedimientos de enfermería entre los cuales se puede destacar el cateterismo, administración de enemas, cuidados de gastrostomía entre otros, además simula ser un paciente de edad adulta y cuenta con las características de cambio de genitales para la práctica de cateterismo tanto en pacientes masculinos como femeninos (el genital masculino debe adquirirse por separado).

Habilidades:

- Cuidado de traqueotomía; Aspiración; Cuidado de Gastrostomía; Nutrición venosa central; Nutrición (oral / nasal); Lavado de intestino / lavado gástrico; Cateterismo urinaria; Administración de enemas; Cuidado de estoma; Cambio de postura; Higiene oral; Inyección intravenosa.

Incluye:

- 1 "Veinmate" 2 (una unidad solo incluye un irrigador y un cinturón); 1 Peluca para champú; 1 Pijama; 1 Aceite lubricante; 1 Talco para bebés; 2 Cintas.
- Catéteres: Catéter con balón 14Fr; Catéter gástrico de 10 mm;- Catéter parenteral No. 4; Catéter de Nelaton 15EG; Catéter de Nelaton 8EG.

<https://www.youtube.com/watch?v=XpX5xIUCfN0>

<https://www.youtube.com/watch?v=6jkkN8EGvbl>