




MANIQUÍ PARA CUIDADO DE ANCIANOS "KO HARU" V02

SKU: MFS664

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Vendaje](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo que permite la practica de distintos procedimientos en un paciente de edad avanzada, entre los que se pueden destacar la higiene bucal, inyección intramuscular e intravenosa, lavado gástrico y ayuda a la excreción entre otras prácticas.

Habilidades:

- Cambio de postura; Inyección intramuscular, intravenosa / muestreo de sangre; Higiene oral; Cuidado de gastrostomía; Nutrición venosa central; Cuidado de estoma; Cuidado de traqueotomía; Cambio de pijama; Transporte (Silla de ruedas); Baño en la cama; Succión; Cateterismo urinario; Nutrición (oral / nasal); Administración de enemas; Desimpactación manual; Lavado de intestino / lavado gástrico; Asistencia a la excreción; Restricción; Fomentación; Vendaje; Lavado de cabello.

Contiene:

- 1 Peluca para champú; 1 Pijama; 1 Aceite lubricante; 1 Talco para bebés; Catéteres; 1 Unidad "Veinmate" 2; 1 Catéter de fístula gástrica simulada; 2 Cintas exclusivas.