



MANIQUÍ PARA CUIDADO DE ANCIANOS "KOHARU"

SKU: MFS662

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Higiene Bucal](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo elaborado para el cuidado del adulto mayor, cuenta con movimiento en sus articulaciones y la calidad de su piel hace que las practicas sean más realistas, desde prácticas de excreción, sentado en silla de ruedas y baño.

El maniquí está diseñado con una curvatura en la espalda peculiar de los ancianos, para simular sus movimientos y que puedan inclinarse hacia adelante, haciendo posible la práctica de sentado en una silla de ruedas

El movimiento de las piernas hacia adelante / atrás y hacia afuera es más práctico y las articulaciones de la cadera se abren ampliamente, para permitir un entrenamiento realista en la excreción usando un taburete o un inodoro.

Las prácticas de baño se pueden realizar con jabón y esponja sin problema gracias a su piel de silicona.

Habilidades:

- Práctica de cuidado bucal ya que las dentaduras postizas son removibles.
- Formación en asistencia en silla de ruedas.
- Entrenamiento en cambio de posición para el paciente, debido a la nueva función en las articulaciones de cada parte del cuerpo, la ayuda para levantarse para prevenir úlceras por presión, el equilibrio al sentarse y el cambio de posición se pueden ofrecer de manera más realista.
- Entrenamiento en la práctica de baño, el cuerpo es de silicona, sin costuras y totalmente impermeable, permitiendo que al practicar el baño (total o parcial), es posible poner agua caliente y pudiendo emplear los instrumentos de jabón/detergente y esponja.

Características:

- La cabeza se mueve en todas direcciones, haciendo posible el entrenamiento práctico como en un cuerpo humano real. Además, puede practicar la extracción de dientes artificiales y el cuidado de la boca.
- El movimiento de las articulaciones es real, con una estructura ósea está incorporada, cada articulación de los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, los muslos, las rodillas y los tobillos se mueve con cierta rigidez, como en el cuidado de los ancianos.

Incluye:

- 1 Maniquí de Entrenamiento; 1 Gorro de Baño; 1 Pijama.

https://www.youtube.com/watch?v=lrLw5_gWIEY