



MANIQUÍ SUPERIOR "BEDFORD"

SKU: MFS387

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Suprapúbico](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [Cuidado de Estomas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS388

Femenino

Imagen

SKU

Versión



MFS389

Masculino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador que ofrece una gama de características para procedimientos y escenarios de enfermería básicos y avanzados desde el manejo básico del paciente, el apósito y el cuidado hasta la inyección intramuscular avanzada, la traqueotomía, la cateterización y la alimentación enteral, es un maniquí ideal para pacientes con procedimientos de todo el cuerpo. Posee una piel suave, palpable y lavable para garantizar realismo y durabilidad.

Versiones:

- Femenino: Incluye genitales masculinos y femeninos para su intercambio.
- Masculino: Incluye solo genitales masculinos.

Habilidades:

- Cintura articulada para mayor flexibilidad.
- Estoma de colostomía moldeada.
- Posicionamiento de la cama.
- Manejo del paciente.
- Vendaje por aspiración - húmedo y seco.
- Administración de enema.
- Inyecciones intramusculares.
- Alimentación nasogástrica.
- Cuidado de estoma.
- Irrigación estomacal.
- Cateterización suprapúbica.
- Traqueotomía - vestimenta y cuidados de enfermería.
- Cateterización uretral.
- Lavado.

Características:

- Orejas para la higiene auditiva.
- Boca y nariz para alimentación nasogástrica, aspiración e irrigación del estómago.
- Cintura articulada que permite doblar y torcer el cuerpo.
- Abertura suprapúbica para cateterización.
- Recto para enemas.
- Amplio rango de movimiento a través de las articulaciones del cuello, el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo.
- Cabello enraizado de nylon lavable.
- Estoma de colostomía moldeada para el cuidado.

- Pies suaves con dedos flexibles separados para el cuidado y lavado de los pies.
- Almohadilla de inyección intramuscular reemplazable (nalga del muslo).
- Almohadilla de inyección intramuscular reemplazable.
- Traqueotomía para el drenaje, limpieza y apósito.
- Ojos para lavar y administrar gotas para los ojos.
- Depósito estomacal para alimentación nasogástrica.

Versión femenina incluye:

- 1 Maniquí de cuerpo completo; 1 Genitales femeninos y masculinos intercambiables; 1 Tubo estomacal 16 Fr; 1 Catéter con balón 18 Fr; 1 Tubo rectal 26 Fr; 1 Manual de instrucciones.

Versión masculina incluye:

- 1 Maniquí de cuerpo completo; 1 Genitales masculinos; 1 Tubo estomacal 16 Fr; 1 Catéter con balón 18 Fr; 1 Tubo rectal 26 Fr; 1 Manual de instrucciones.