

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para la instrucción y práctica de algunos de los procedimientos más comunes utilizados en medicina veterinaria. El maniquí viene con pulmones funcionales y reutilizables a través de los cuales se pueden realizar compresiones.

Todas las extremidades están articuladas junto con los huesos de representación, la anatomía, la caja torácica, los pulmones y el estómago; los líquidos y objetos pequeños a menudo digeridos se pueden insertar en el estómago

Permite:

- Técnicas de punción venosa yugular; Simulador de examen de oído; Reanimación boca a hocico; Simulador de prueba de temperatura; Técnicas avanzadas de vendaje; Radiología.

El kit incluye:

- Maniquí; Bolsa de transporte; Toalla de mano; 3 paquetes de venas yugulares; 8 oz. Sangre artificial líquida; Jeringa de 140 cc; Tarjeta de garantía y número de serie.

Opcionales que pueden incluirse con costo adicional (información a consultar):

- 3 Paquetes de venas yugulares; 8 oz. Sangre líquida.