



MANO PARA ENTRENAMIENTO DE INYECCIÓN

SKU: MFS428

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para enseñar a los estudiantes cómo realizar correctamente los procedimientos de inyección y extracción de sangre, este modelo presenta venas palpables y piel duradera y realista que se puede inyectar repetidamente en el mismo lugar con agujas hipodérmicas de calibre 22-24. Cuando la aguja se inserta correctamente en la vena, se puede introducir aire en la jeringa. El modelo se puede inyectar con aire o agua. Una herramienta de formación imprescindible.