





## MODELO ANATÓMICO DE OÍDO CANINO

SKU: MFV245

Categorías: [Esqueléticos - Musculares y Otros,](#)  
[Modelos Anatómicos, Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de oreja canina de tamaño natural representa tanto la anatomía sana como la enferma. El lado normal muestra la cóclea, los huesecillos auditivos, la trompa de Eustaquio, la bulla timpánica, la cavidad del oído medio, la membrana timpánica, el canal horizontal, el canal vertical, el cartílago auricular, el pabellón auricular y el músculo temporal; el lado enfermo ilustra las estructuras inflamadas del oído interno, el exudado inflamatorio en la bulla timpánica, el canal auditivo con oclusión parcial por hiperplasia celular, el exudado inflamatorio y el oído externo inflamado (enrojecido).

Viene con una tarjeta educativa de dos caras y una base incluida.

Este modelo de oreja es ideal para demostrar la anatomía y las enfermedades que afectan a los perros. El modelo se basa en el tamaño de la oreja de un perro de tamaño medio.

Detalles del Modelo:

- Tamaño del modelo: 12,07 cm x 6,99 cm x 5,08 cm.
- Tamaño de la tarjeta: 13,34 cm x 16,51 cm.
- Tamaño de la base: 13,97 cm x 16,51 cm.