




MODELO DE CATETERISMO TRANSPARENTE


SKU: MFS691

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Simuladores Médicos](#)


GALERÍA DE IMÁGENES



View from the side



View from the side



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS692

Femenino



MFS693

Masculino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo desarrollado como una herramienta de aprendizaje tanto para la simulación del catéter como para el estudio anatómico, puede verse desde fuera el inflado y la posición del globo para catéter de globo, además, es un simulador de catéter que utiliza unos genitales externos hechos de un material especial suave que lo hace más real. Hipogastrio transparente, observable dentro de la vejiga.

Versiones:

- Versión Femenina.
- Versión Masculina.

Características:

- Los genitales externos se hacen fieles a la naturaleza. Puede abrir la ninfa, y la plica mucosa, que es muy similar a la real.
- Fabricado para que no se pueda encontrar la uretra sin abrir la ninfa.
- La pelvis está incorporada, donde se puede practicar el aprendizaje del ángulo del catéter según la posición de la vejiga.
- Permite aprender mientras se observa las habilidades de inserción del catéter con balón y las condiciones de permanencia, resistencia y la presión reales (se debe utilizar siempre un lubricante al insertar el catéter).
- La orina (agua) fluye realmente por cateterismo.

Contiene:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Irrigador; 1 Soporte irrigador; 1 Catéter; 1 Aceite lubricante; 1 Talco para bebés; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=JdP5o0JUgp8>