




## MODELO DE ELIMINACIÓN DE HECES Y ENEMA DE GLICERINA

---

**SKU:** MFS513

**Categorías:** [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo simula pacientes encamados o ancianos que tienen dificultades para eliminar los desechos por sí mismos, también permite practicar un enema de glicerina.

Habilidades:

- Eliminación de heces.
- Enema de glicerina.

Características:

- Puede practicarse extracción de heces en el recto mediante inserción digital donde el usuario inserta las heces simuladas adjuntas en los intestinos y las elimina del ano con la técnica adecuada.
- El fluido de glicerina se puede inyectar (sale desde un tubo de drenaje al costado del abdomen).
- Al abrir la cavidad abdominal, la posición final del enema se puede confirmar a través de los intestinos transparentes lo que hará posible la orientación y la práctica segura de colocación de enema de glicerina.

Contiene:

- 1 Cuerpo principal; 1 Enemador de glicerina; 1 Tubo de drenaje; 1 Gorro de intestino; 1 Hoja (con base); 1 Juego de heces simuladas (suave 150 g, duro 2 piezas); 1 Bolsa de transporte.