



## MODELO DE OPCIÓN ADICIONAL PIE FLEXIBLE (DERECHO)

---

**SKU:** MFA-498

**Categorías:** [Modelos Anatómicos](#), [Modelos de Extremidades](#), [Modelos Esqueléticos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede hacer que los pies de los modelos de esqueleto se monten en una banda de goma para permitir la demostración del movimiento de rodadura.

Este artículo sólo puede pedirse junto con un esqueleto.

No está disponible para el esqueleto "Oscar" y todos los esqueletos en miniatura.