



MODELO DE ÓRGANO FEMENINO

SKU: MFS494

Categorías: [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Colocación de Anticonceptivos](#), [Educación Sexual](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite practicar la inserción de dispositivos anticonceptivos y aplicación de agentes anticonceptivos femeninos, además puede funcionar como un modelo de educación y orientación para el paciente.

Habilidades:

- Práctica de examen manual.
- Educación y orientación al paciente.
- Inserción y posicionamiento de anticonceptivos (anillo y DIU).

Características:

- Fabricado caucho de silicona especial suave al tacto.
- La superficie interior es realista para practicar el examen manual.
- Se puede separar en partes derecha e izquierda para mostrar la estructura interna de los órganos como la vagina, útero y vejiga, así como la estructura del esqueleto.
- El útero también se puede separar en dos partes.
- Los genitales son realistas y suaves al tacto.
- Los labios menores se cierran y la vagina se oculta al igual que en el ser humano real.

Contiene:

- 1 Modelo de órgano femenino; 1 Caja exterior; 1 Bolsa de almacenamiento.