



MODELO DE TORSO EN MINIATURA CON DOBLE SEXO - 16 PARTES

SKU: MFA-775

Categorías: [Modelos Anatómicos](#), [Modelos de Torsos Humanos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Reproducción de un torso humano a tamaño medio. Perfecto para utilizarlo como modelo de sobremesa o para estudiar la anatomía básica.

El modelo consta de las siguientes partes: Cuerpo básico, dos mitades de cabeza, una de ellas con cerebro extraíble, dos mitades de pulmón, corazón disecable en dos partes, estómago, hígado, intestinos con tapa de ciego extraíble, órganos genitales femeninos, dos partes, órganos genitales masculinos, dos partes.

El modelo se suministra sobre una base con un manual.