



MODELO PARA RESUCITACIÓN DE BEBÉ

SKU: MFS521

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Umbilical](#), [Manejo de Vía Aérea - Intubación](#), [Maniqués para RCP - DEA](#), [Maniqués para Soporte Vital](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite la capacitación práctica de reanimación y el manejo básico neonatal desde la palpación del pulso en el cordón umbilical hasta la cateterización de la vena umbilical. La pulsación del cordón umbilical en la base de este se mide presionando y abriendo la bomba, al liberar el conector en el flanco izquierdo se puede eliminar la pulsación del cordón umbilical.

Habilidades:

- Permite practicar RCP en bebés.
- Palpación de pulso en la base del cordón umbilical.
- Succión oral y nasal del neonato.
- Compresión torácica.
- Cateterización de la vena umbilical.
- Determinación de frecuencia cardíaca.

Características:

- Está hecho de caucho de silicona especial, que tiene una sensación muy similar a piel real.
- El movimiento torácico se puede observar a través de la ventilación con presión positiva utilizando la máscara de la válvula de bolsa (ambu).
- La vía aérea puede manejarse utilizando máscara laríngea o tubo de intubación.
- Con la intubación profunda del tubo traqueal se puede verificar la elevación del pulmón derecho (intubación unilateral).

Contiene:

- 1 Cuerpo de bebé; 1 Bolsa de almacenamiento.