



## MÓDULO DE FORMACIÓN EN SUTURA DE EPISIOTOMÍA PARA SIMULADOR DE PARTO

---

**SKU:** MFS325

**Categorías:** [Cirugía - Sutura - Grapado](#),  
[Episiotomía](#), [Ginecología - Obstetricia](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrenador de sutura de episiotomía para formación realista en habilidades obstétricas

El módulo de formación en sutura de episiotomía P96 mejora el Simulador de Parto Pro o Básico. con suturas de episiotomía posparto e insertos del entrenador para habilidades de reparación. La piel suave admite suturas reales y permite que el alumno obtenga experiencia en la manipulación de los instrumentos, además de las técnicas de sutura y la atadura de nudos.

Con este módulo, se practican y demuestran fácilmente los cuidados de las siguientes lesiones del parto:

- Mediolateral izquierda.
- Medial o de línea media y mucho más gracias al inserto no cortado.

Características:

- Compatible con el Simulador de Parto Pro y Básico.
- Fácil instalación de distintos insertos y del módulo en el Simulador de Parto.
- Dos insertos caracterizados para episiotomía medial y episiotomía mediolateral con lágrimas en los labios menores.
- Uno de los insertos no está cortado y permite que el alumno elija la posición de episiotomía en la que desea formarse.
- Piel suave realista
- Compatible con el uso de instrumentos de sutura reales.
- Compatible con suturas reales.
- Piel reutilizable duradera.
- Fabricado de material sin látex.

Contiene:

- 1 Base de módulo.
- 2 Insertos de sutura de episiotomía, precortados.
- 1 Inserto de sutura de episiotomía, no cortado.
- Placa de seguridad con 4 tornillos (para inserto opcional en el simulador de parto).