



MOULAGE DE HERIDA COLOSTOMA BAJO NIVEL DE PIEL - SOPORTE INCLUIDO

SKU: MFS251

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este moulage muestra una colostomía, el tipo más común de creación de estomas. El colostoma terminal se encuentra normalmente en el centro del cuerpo o en el lado izquierdo del cuerpo y muestra el colon cosido. El colon se encuentra por debajo del nivel de la piel. Debido al uso de un compuesto plástico especial, todas las bolsas de estoma comunes se adhieren al moulage. El modelo es adecuado para el dimensionamiento utilizando la plantilla de estoma, la limpieza de la piel con agua y la fijación de la placa base y la bolsa de estoma. El moulage se encuentra en un soporte y también se puede retirar.