



MOULAGE DE HERIDA DECÚBITO SACRO

SKU: MFS215

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS216	No Tratada
	MFS217	Limpiada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este moulage muestra la zona sacra con una úlcera por presión. Se suministra con caja de almacenamiento.

Versiones:

- No Tratada.
- Limpiada.

Versión No Tratada:

Este moulage muestra la zona sacra con una úlcera por presión en un estadio no atendido. El tejido ha muerto por la presión continua y se aprecia tejido necrótico. El tamaño real de la zona necrótica no puede definirse y necesita tratamiento quirúrgico. El moulage se adhiere sobre pacientes simulados o maniqués, puede fijarse con pegamento especial para piel para sesiones de formación más largas. El pliegue anal está representado para demostrar los retos típicos al vendar la herida.

Versión Limpiada:

Este moulage muestra la zona sacra con una úlcera por presión después de una limpieza quirúrgica. Se ha eliminado el tejido necrótico y hay bolsas en la herida. La herida está disponible recién limpiada o con exudado de la herida. El moulage puede utilizarse para la demostración de la terapia de heridas por vacío. El moulage se adhiere a pacientes simulados o maniqués, puede fijarse con pegamento especial para piel para sesiones de formación más largas. El pliegue anal está representado para demostrar los retos típicos al vendar la herida.