



MOULAGE DE HERIDAS ILEOSTOMA - SOPORTE INCLUIDO

SKU: MFS246

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este moulage muestra una ileostomía, el segundo tipo más común de ostomía. El ileostoma terminal suele encontrarse en el lado derecho del cuerpo y muestra el intestino delgado cosido por encima del nivel de la piel. Debido al uso de un compuesto plástico especial, todas las bolsas de estoma comunes se adhieren al moulage. El modelo es adecuado para el dimensionamiento utilizando una plantilla de estoma, la limpieza de la piel con agua y la fijación de la placa base y la bolsa de estoma. El moulage se encuentra en un soporte y también se puede retirar.