


MUÑECA PARA PUNCIÓN ARTERIAL

SKU: MFS581

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección](#), [Punción Arterial](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para suministrar entrenamiento en punción arterial. Potenciar el entrenamiento y mejorar competencias.

Habilidades:

- Punción de arteria radial.
- Muestras de sangre arterial.
- Colocación de línea radial.

Características:

- La pulsación arterial es palpable.
- La resistencia real del tejido y pared arterial se siente con la aguja de inyección.
- Flujo natural de sangre artificial puede ser observada en la aguja.
- La colocación de la línea en la arteria radial puede ser simulada.
- No quedan rastros de punciones en el sitio de la inyección.
- Conexiones de un solo toque y libres de fugas.
- Fácil de limpiar.

Contiene:

- 1 Modelo de muñeca y mano; 1 Bomba de circulación; 2 Juegos de pieles de punción (piel interior y exterior); 4 Tubos arteriales; 1 Cinta de silicona; 1 Bote de colorante en polvo (rojo); 1 Cuchara; 2 Frascos de plástico; 2 Tubos de conexión; 1 Hoja de vinilo; 1 Jeringa; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.