




PELVIS PARA CATETERISMO Y ENEMA

SKU: MFS595

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES




VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS596

Masculino



MFS597

Femenino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador diseñado para cateterismo uretral, cuidado perineal y práctica de enemas, además también se puede utilizar en maniqués de soporte vital o de cuerpo completo.

Versiones:

- Masculino.
- Femenino.

Habilidades:

- Cateterismo intermitente.
- Cateterismo permanente.
- Cuidados perineales.
- Enema.
- Localización del meato uretral.
- Técnica de limpieza y aséptica.
- Inserción y colocación de catéteres.
- Retirada del catéter.
- Compresión manual de la vejiga.

Características:

- Los genitales suaves y flexibles permiten una adecuada limpieza y preparación del procedimiento.
- Confirmación de inserción exitosa por salida de fluido.
- Inserción de enema en posición lateral.
- Genitales externos desmontables.

Cada Versión Contiene:

- 1 Maniqué de torso; 1 Unidad de órganos genitales; 3 Válvulas (una está incorporada en la unidad ensamblada); 1 Botella de riego; 1 Tubo de recto; 3 Tubos de drenaje de riego; 1 Lubricante; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=oaPN-w9JgGk>