



## PERRO SANITARIO PARA RCP

---

SKU: MFV102

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFV103

Básico



MFV104

Avanzado

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento que representa un perro para aplicar procedimientos de RCP.

Versiones:

- Versión básica.
- Versión avanzada.

Versión básica:

- Proporciona una boquilla con una válvula unidireccional.
- Las piezas nasales y las vías respiratorias inferiores son desechables.
- Además de practicar la respiración asistida, permite practicar la frecuencia, la presión y la posición adecuadas del masaje cardíaco y coordinar las funciones respiratorias cardiovasculares.
- Aparece una elevación del pecho visible cuando se aplican las ventilaciones correctas.

Incluye:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Estuche de transporte blando; 10 Boquillas; 3 Vías respiratorias inferiores desechables;

Versión avanzada: Además de las características y funciones de la versión básica esta permite también:

- Establecer una vía intravenosa para un entrenamiento más avanzado.
- Está conectado a una pequeña caja que muestra una luz cuando se aplica el volumen de ventilación correcto, otra luz indica la posición correcta para el masaje cardíaco, una tercera luz indica la profundidad de compresión correcta, un pitido y una luz indica que se está aplicando una presión excesiva.

Incluye:

- 1 Modelo de entrenamiento; 10 Boquillas; 3 Vías respiratorias inferiores desechables; 1 Tubo endotraqueal; 1 Lubricante; 1 Jeringa de 12 cc; Toallas; 1 Juego de mariposas; 1 Sangre artificial; 2 Bolsas intravenosas; 1 Caja de control con adaptador de CA y batería de 9 V; 1 Estuche blando de transporte.