



**PIEL DE MIEMBRO ANTERIOR CANINO  
(PARCHE DE VENA CEFÁLICA) -  
VASCULARIZADO**

---

**SKU:** MFV255

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Miembro para utilizarse con el simulador quirúrgico canino para simular un pulso digital y realizar extracciones de sangre o establecer una vía intravenosa. Contiene vasculatura que puede perfundirse con el análogo de sangre y la bomba de circulación que vienen con el canino quirúrgico. La piel de la extremidad anterior canina es un artículo consumible diseñado para ser utilizado con el modelo de cuerpo completo y no se vende con una extremidad anterior canina como en la imagen del producto.