



**PIEL DE MIEMBRO POSTERIOR CANINO
(PARCHE DE VENA SAFENA) -
VASCULARIZADA (PAQUETE DE 4)**

SKU: MFV256

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La piel de la extremidad posterior canina es la placa de piel destinada a ser utilizada simulador quirurgico canin para simular un pulso digital y para hacer extracciones de sangre o para establecer una línea IV. Contiene vasculatura safena que puede ser perfundida con el análogo de sangre y la bomba de circulación que vienen con el modelo de cuerpo completo. La piel de la extremidad posterior canina es un artículo consumible diseñado para ser utilizado con el modelo de cuerpo completo y no se vende con una extremidad anterior canina como en la imagen del producto.