



## RIÑÓN CON TEJIDO SINTÉTICO

---

**SKU:** MFS911

**Categorías:** [Habilidades Clínicas](#), [Imagenología](#), [Órganos para Diagnóstico por Imagen](#), [Órganos y Tejidos para Procedimientos Quirúrgicos](#), [Simuladores Médicos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño estructural se basa en una amalgama de imágenes de TC y RM de pacientes reales y los tejidos sintéticos empleados en la construcción se han validado con respecto a las propiedades mecánicas, fisicoquímicas, térmicas y dieléctricas del tejido vivo. Fabricado de tejido sintético hecho de sal, agua y fibra, que ofrecen realismo al tacto.

Características del órgano: Estructura externa con glándulas suprarrenales separadas. Anatomía externa anatómicamente correcta.

Usos típicos: Este órgano se utiliza en una línea de simuladores humanos de cuerpo completo. También se incorporan a sistemas de modelos complejos para formación en trasplantes de riñón y pruebas de dispositivos urinarios.

Equipos de imagen: Compatibles con todos los equipos de imagen conocidos, incluidos ecógrafos, rayos X, fluoroscopia, resonancia magnética y escáneres de tomografía computarizada.

Equipo quirúrgico: Compatible con todos los dispositivos quirúrgicos conocidos, incluidos láseres, ablación por radiofrecuencia, dispositivos bipolares, monopolares y armónicos.