



## SET DE BRAZOS PARA PRUEBA DE TUBERCULINA

---

SKU: MFS444

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Prueba de la Tuberculina](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hecho de material suave y palpable para un mayor realismo, los estudiantes pueden usar estos modelos de prueba de TB para practicar el tacto y la medición de las induraciones de la piel. Un modelo beige y el modelo marrón presentan variaciones en el color de la piel que generalmente ocurren alrededor de los sitios de prueba. Un segundo modelo beige carece de la apariencia de eritema, lo que refuerza la idea de que la evaluación precisa se basa en la medición de la induración, no de cualquier enrojecimiento acompañante. Viene con estuche de transporte.