



SET PROFESIONAL DE SIMULACIÓN DE HERIDAS

SKU: MFS253

Categorías: [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con este set de simulación de heridas se podrá crear heridas realistas para formación médica y sin necesidad de tener conocimientos de maquillaje. Los moldes incluidos en este set pueden rellenarse varias veces con compuesto de simulación de heridas.

Los moldes rellenos se presionan sobre la posición de la herida deseada una vez que el compuesto se ha secado, la herida se adhiere a la piel o al maniquí sin necesidad de pegamento.

También se puede añadir un poco de la sangre artificial suministrada y la herida estará lista para su uso. Para aquellos que requieren un realismo extremo, se puede añadir un compuesto de carne a la herida para hacerla aún más realista. Las heridas se pueden vendar varias veces, retire el vendaje de la herida, lave la sangre y vuelva a aplicar sangre nueva.

Una vez finalizado el entrenamiento, las heridas pueden retirarse y eliminarse fácilmente. No es necesario limpiarlas ni mantenerlas. Los consumibles como el compuesto para heridas, el compuesto para carne, el polvo de fijación y la sangre artificial están disponibles por separado.

El juego incluye 3 cortes, 7 laceraciones diferentes, una herida de bala de contacto duro, una herida de bala a distancia y una herida de salida de bala. El set incluye también compuesto para heridas, compuesto para carne, polvo de fijación, isopropanol, sangre artificial, una espátula para aplicar los compuestos y algunos bastoncillos de algodón para aplicar la sangre.