




SIMULADOR AVANZADO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE VACA

SKU: MFV09

Categorías: [Especies](#), [Inseminación Artificial](#),
[Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#),
[Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El simulador representa la mitad trasera de una hembra reproductora sobre una base con ruedas. Permite el entrenamiento y la observación de la manipulación de la palpación que se realiza durante el proceso de inseminación y el examen por el recto.

Características:

- El set contiene un sistema de reproducción artificial completo, un útero en celo y una pieza de mano. Una representación intercambiable de tamaño completo del sistema reproductivo con estructuras anatómicas características, montada en la posición anatómica correcta en la estructura del simulador, suspendida en la cavidad pélvica imita naturalmente una suspensión natural hecha de materiales flexibles, imitándolos y ofreciendo una sensación de tratamiento realista de tejido vivo

- Se aplica a los elementos externos (vulva) e internos (cuello uterino). Los órganos internos del modelo se pueden calentar a temperatura natural.

Disponibles como opción / repuesto (consultar por costos adicionales ya que no vienen incluidos para su reemplazo):

- Útero en celo; Cérvix estándar para un procedimiento de IA fácil; Cérvix para un procedimiento de IA difícil; Útero en diferentes fases de gestación; Conjunto con ovarios: folículos pequeños, folículos grandes, cuerpo lúteo, quiste; Gel de inseminación; Tubo de silicona para la vagina; Recto (bolsa extraíble); La parte posterior del aparato reproductor; Cola.