



SIMULADOR AVANZADO DE PERRO PARA RCP

SKU: MFV07

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo avanzado proporciona a cada estudiante su propia pieza nasal con una válvula unidireccional. Las piezas nasales y las vías respiratorias inferiores son desechables. Además de practicar la respiración asistida, los estudiantes pueden practicar el ritmo, la presión y la posición adecuados del masaje cardíaco; y coordinar las funciones cardiovasculares respiratorias. Incluso se puede establecer una vía intravenosa para un entrenamiento más avanzado. Está conectado a una pequeña caja que muestra una luz cuando se aplica el volumen de ventilación correcto, otra luz indica la posición correcta para el masaje cardíaco, una tercera luz indica la profundidad de compresión correcta, y un pitido audible y una luz indican que se está aplicando una presión excesiva. Cuando se aplican las ventilaciones correctas aparece una elevación visible del pecho. Incluye maletín de transporte blando, 10 piezas nasales y tres vías respiratorias inferiores desechables.