

## SIMULADOR COMPACTO DE DISTOCIA

---

**SKU:** MFV126

**Categorías:** [Distocia](#), [Especies](#), [Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#), [Simuladores Bovinos, Veterinaria](#)



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de distocia compacto.

Características generales:

- Simulador de sobremesa modelado como Hereford.
- Construcción de epoxi / fibra de vidrio reforzada con acero, con componentes resistentes al agua en todas partes para facilitar la limpieza.
- 0,65 m de alto y 1,3 de largo, desde la cola hasta el mamparo y 0,8 m en el punto más ancho.
- Becerro a juego incluido.
- Sistema de soporte inflable de cama de aire para pantorrillas.
- Bolsa uterina de vinilo transparente.
- Panel perineo suave y duradero.
- Cola suave extraíble.
- Réplica de pelvis de poliuretano.
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica y gruñido de cabeza.
- Alfombra de aterrizaje proporcionada para evitar daños en la pantorrilla.

Partes reemplazables que no se incluyen en el paquete para recambio:

- Panel del perineo del parto; Bolsa uterina ; Cola; Pantorrilla.