



## SIMULADOR DE ABDOMEN PEDIÁTRICO AGUDO "FAST"

---

**SKU:** MFS640

**Categorías:** [Examinación Abdominal](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Imagenología](#), [Simuladores  
Médicos](#), [Ultrasonido](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador que ofrece entrenamiento de ultrasonido para procedimientos pediátricos FAST.

Habilidades:

- Procedimientos "FAST": hemorragia interna en zona perihepática, periesplénica, pelvis y pericardio.
- Ecografía para paciente pediátrico agudo: intususcepción intestinal, apendicitis y dilatación biliar.

Características:

- Simulador un niño de 2 años, órganos toracoabdominales, estructura ósea, líquido libre para aprender procedimientos "FAST" y patologías que se ven comúnmente en pediatría.
- Se pueden adquirir habilidades en los conceptos básicos de la ecografía abdominal pediátrica, así como la ecografía "FAST" / aguda.

Contiene:

- 1 Simulador de ultrasonido; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual tutorial (DVD).