

SIMULADOR DE ACCESO VASCULAR A LA CABEZA CANINA

SKU: MFV114

Categorías: [Acceso Vascular](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Extracción de Sangre](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



Shallow Vein

Deep Vein



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Simulador de Acceso Vascular Craneal Canino está diseñado para practicar la extracción de sangre de la yugular y la inserción de catéteres en animales pequeños. Este modelo presenta una posición adecuada de la cabeza para un entrenamiento ideal del procedimiento, así como una piel y una vena simuladas que son mucho más realistas que el látex. Tanto la piel como la vena están disponibles como recambios para ofrecerle todo el entrenamiento que necesite sin un coste elevado.

El Simulador de Acceso Vascular a la Cabeza Canina viene con DOS Cojines de Vena que sostienen la vena yugular simulada a diferentes profundidades para tener la oportunidad de un desafío adicional.