



SIMULADOR DE ALIMENTACIÓN NASOGÁSTRICA - NASOYEYUNAL DE ADULTOS "CORMAN"

SKU: MFS415

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para permitir la formación en una variedad de escenarios, mejorar el entrenamiento y la competencia en la colocación y el manejo de dispositivos de gastrostomía y sonda nasogástrica y nasoyeyunal en adultos, también es totalmente compatible con el sistema de acceso enteral □CORTRAK * 2 de Halyard□, lo que aumenta la capacitación para esta solución de acceso enteral galardonada.

El tubo de alimentación puede desviarse hacia el pulmón derecho o izquierdo, hacia el estómago o mediante un esfínter pilórico dinámico hacia el duodeno, una boca abierta y una cabeza móvil muestran que el tubo de alimentación se encrespa en la parte posterior de la boca durante las colocaciones difíciles. Los pulmones, el estómago y el intestino delgado aceptan líquidos, lo que permite la aspiración y la administración de alimentos o medicamentos.

Habilidades:

- Medición, colocación y aseguramiento de tubos nasogástricos y nasoyeyunales.
- Inserción de dispositivo de gastrostomía.
- Colocación incorrecta del tubo en el pulmón izquierdo o derecho.
- Medición del pH (acidez / alcalinidad) del aspirado de estómago.
- Alimentación enteral mediante dispositivos nasogástricos, nasoyeyunales o de gastrostomía.
- Administración de medicamentos a base de líquidos.

A diferencia de modelos de otras marcas, el tamaño permite la inserción de la longitud adecuada de tubo de alimentación nasogástrica. Además, permite controlar en qué lugar se introduce la sonda de alimentación (pulmón derecho o izquierdo o estómago) y tomar muestras de los líquidos que se pueden introducir tanto en los pulmones como en el estómago. Permite también controlar mediante la apertura o cierre del esfínter pilórico si queremos entrenar alimentación nasoyeyunal. La cubierta de piel que se puede quitar para mostrar la anatomía interna o dejar para un entrenamiento a ciegas o examen.

Características:

- Fácil de usar, mantenimiento mínimo.
- Anatomía interna precisa.
- Septo nasal dividido permite el uso de bridas nasales.
- Cabeza móvil y tubo visible que se encrespa.
- Desviación del tubo de alimentación de la tráquea / esófago.
- Entrada de pulmón izquierdo y derecho.
- Unidad estomacal con apertura de gastrostomía.
- esfínter pilórico dinámico y duodeno.
- Uso vertical o supino.

- Anatomía transparente para ayudar a la comprensión (la piel removible mejora el entrenamiento de los ciegos).
- Compatibilidad con el sistema de acceso enteral CORTRAK * 2 de Halyard.

Incluye:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Lubricante de silicona; 1 Manual de instrucciones; 1 Estuche rígido con ruedas.

<https://youtu.be/pa5wDZuCRHE>