



SIMULADOR DE ALIMENTACIÓN POR SONDA (NG- OG - GEP)

SKU: MFS618

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#),
[Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador para el entrenamiento y manejo de la sonda gástrica, cuenta con tres vías y es compatible con líquido real, se puede administrar a través de la boca, la nariz y la sonda PEG, así como también se pueden simular técnicas de administración de medicamentos (usando agua).

Para facilitar la comprensión anatómica, el panel de rutas de alimentación para la demostración y la anatomía del tórax para cubrir el maniquí vienen con el conjunto (el panel se vende por separado).

Habilidades:

- Confirmación de inserción, manejo y colocación de sonda nasogástrica / oral gástrica.
- Manejo del tubo PEG.
- Comprensión fisiológica.
- Aspiración gástrica.

Características:

- Inserción de sonda de alimentación y confirmación de la sonda para colocación (NG / OG).
- Estructura transparente que permite la observación directa de progreso y colocación del tubo.
- Panel de sección transversal y mapa de anatomía del tórax para conocimientos teóricos.
- Cuello flexible para aprender la posición adecuada del cuello / cabeza.

Contiene:

- 1 Torso masculino; 1 Base de apoyo; 1 Tubo de drenaje; 1 Embudo; 1 Vaso de plástico; 1 Panel de vías de alimentación por sonda; 1 Sábana bajera; 1 Manual de instrucciones; 1 Lubricante.

<https://www.youtube.com/watch?v=fZQTYyixtNE>