




## SIMULADOR DE ANESTESIA EPIDURAL

---

**SKU:** MFS598

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Habilidades Clínicas](#), [Inyección](#), [Inyección Espinal - Epidural](#), [Inyección Espinal - Epidural - Lumbar](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de anestesia epidural que ofrece múltiples métodos de entrenamiento tanto en las áreas torácica como lumbar, incluidas las punciones lumbares.

Habilidades:

- Procedimientos de anestesia epidural en zona lumbar y torácica.
- Punción lumbar.

Características:

- Resistencia fiel a la realidad con sensación de "pop".
- Posiciones laterales izquierda y derecha.
- Simula la pérdida de resistencia a la solución salina o al agua.
- La amplia almohadilla de punción permite el acceso de los paramédicos y el abordaje medio.

Contiene:

- 1 Torso unisex de tamaño natural; 5 Almohadillas de punción; 1 Soporte de apoyo; 1 Jeringa de 50ml.