



SIMULADOR DE BAÑO BEBÉ "SAKAMOTO"

SKU: MFS669

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS670	Masculino
	MFS671	Femenino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí de bebé diseñado para la práctica de cuidados básicos entre los cuales se pueden destacar el baño, alimentación, cambio de pañales entre otros procedimientos, las extremidades del modelo tienen estructuras sin costuras y la cabeza se mueve en todas las direcciones, la fontanela anterior y las costillas se pueden palpar.

El agua infundida en la boca del maniquí fluye hacia afuera de la uretra para que se pueda practicar el cambio de pañales.

También se recomienda al bebé para la práctica de diversas medidas corporales como la altura, el peso corporal, la circunferencia de la cabeza y la circunferencia del pecho.

Versiones:

- Masculino.
- Femenino.

Habilidades

- Baño.
- Ejercicio y alimentación: El bebé puede ser alimentado con un biberón en la boca.
- Vesti/desvestir y cambiar pañales: El bebé tiene rangos amplios de movimientos articulares y puede simular movimientos cooperativos de las extremidades al cambiarse de ropa y al cambiar pañales, da una sensación muy cercana a levantar los glúteos de un neonato real.
- Termometría anal y diversas medidas: Permite practicar termometría anal y estimulación anal.

Ambas versiones contienen:

- 1 Cordón umbilical; 1 Unidad de Talco de bebé; 1 Conjunto de Ropa de bebé; 1 Unidad de Excremento suelto simulado (amarillo); 1 Recipiente para mezclar excrementos sueltos simulados; 1 Unidad "Muddler" para mezclar excrementos sueltos simulados; 1 Bandeja.

https://www.youtube.com/watch?v=_9vWzDUCEG8&feature=emb_title